

Tillbehör

UTVALDA TILLBEHÖR

Ny förbättrad ståplatta

Vi har tagit fram en ny ståplatta som ersätter dagens ståplatta i aluminium (gäller ej Bure Ortho, Bure XL). Den nya hängs på gåbordet i framkant och har egna bakhjul för att underlätta manövrering. Den nya ståplattan är enkel att använda samt lättare att hantera och har dessutom lägre vikt och är mindre i omfång.



Körhandtag för enklare manövrering

För att du som vårdare ska kunna hjälpa din brukare på bästa och smidigaste sätt har vi utvecklat ett nytt körhandtag. Körhandtaget gör det möjligt att på ett enkelt sätt manövrera våra gåbord speciellt när brukaren använder ståplatta. Körhandtaget är enkelt att montera och kan eftermonteras på alla Bure Gåbord (ej Bure XL).



Underbensstöd

För att ytterligare utöka/ förbättra användningen av våra standardgåbord så finns nu ett underbensstöd som kan användas vid mobilisering/uppresning. Tillbehöret kan användas till samtliga gåbord förutom Rise&Go (DB) och Bure XL.



Pga tipprisk beroende på gåbordsmodell och patient så rekommenderar vi att tillbehöret enbart används i kombination med ståplatta och/eller Trampkör/Tippskydd.

GATE PLUS

Visste du att GATE nu erbjuder fler funktioner i varje elektriskt gåbord? De nya funktionerna finns inbyggda i handkontrollen/PLUS (tillbehör) och vi kallar dessa nya funktioner för GATE PLUS. Handkontroll/PLUS passar alla gåbord (ej Bure XL) som tillverkats efter 2015-11-25.

Genom att beställa handkontroll/PLUS i samband med order eller i efterhand som tillbehör så får du dessa funktioner:

- Multipla hastigheter – förutom dagens standardhastighet också ett snabbläge (+40% jmf med standardhastigheten).
- Batteriindikator i handkontrollen – för att enklare ha koll på när laddning måste göras.
- Serviceindikator – för att ha koll på när underhåll/service ska göras av ditt gåbord (minst en gång/år).



"Hygien management" – nya armstödsdynor i PU

Som ett komplement till dagens armstödsdynor i kallsium lanserar vi nu ett alternativ i formgjutet PU.

Fördelen är främst att de nya dynorna inte har några perforeringar eller kanter som tillåter vatten/ bakterier att tränga in

och stanna kvar på ytan efter rengöring/desinficering. På detta sätt blir det enklare att hålla gåborden rena mellan varje brukare. Våra nya armstödsdynor i PU finns till samtliga gåbord. De nya dynorna kan beställas i samband med nya orders eller som tillbehör för eftermontering. Observera att yttermått med PU dynor ökar med 5cm.



Styrning av gåbordets rörelse med knappar i handtagen

Vi kan nu erbjuda styrning också genom knappar i handtagen. Vi erbjuder styrning med tryckknapp alternativt vippströmbrytare. Samtliga funktioner kan manövreras på detta sätt och detta tillbehör kan också eftermonteras och vid behov också användas i kombination med ordinarie handkontroll.



Gåträningssele STD

Många har önskat en funktionell gåträningssele också till våra standardbord.

Vår Gåträningssele fästs på 4 punkter och därigenom fås ett bra stöd vid träning och säkerhet vid ev. fall.

Max brukarvikt = 150 kg.



Dropphållare med fäste

Skapar goda möjligheter för patienten att röra sig fritt i rummet, på avdelningen eller i hemmet. Levereras tillsammans med fäste.

Handkontroll

GATE PLUS innebär ett antal extra funktioner såsom multipla hastigheter och service/batteri-indikator i handkontrollen.

PU-dynor

PU-dynor kan väljas vid order alternativt efterbeställas. Dessa dynor har inga perforeringar eller smutssamlade kanter. Ett bra alternativ för de som ställer höga krav på Hygiene Management. Observera att yttermått med PU-dynor ökar med +5cm.

Mjukkorg med fäste

Korg med fäste har plats för det allra viktigaste.



Tramprör

Fungerar som en motvikt och ger extra stabilitet och säkerhet då gåbordet ska användas vid uppresning. Standard på Rise & GO. Kan ej användas på bord med breddningsbart bottenstativ.

Riktningsspärrat hjul

125 mm
100 mm
75 mm

Hjul med broms

125mm
100mm
75mm

Handbromstillsats, en eller två bromsar

Kompletterar gåbordet med handbroms så att brukaren vid gångträning själv kan bromsa bordets rörelse. Riktningsspärrade hjul ingår för extra säkerhet/hjälp. Enhandsbroms finns både som vänster och höger.

Då Handbromstillsats är monterad så ökar bottenstativets bredd med +2cm.



Styrning av Höj/Sänk samt breddning i handtagen

Vi erbjuder styrning med tryckknapp alternativt vippströmbrytare. Samtliga funktioner kan manövreras på detta sätt och detta tillbehör kan också eftermonteras och vid behov också användas i kombination med ordinarie handkontroll.

Ställbart sidostöd

Förhindrar att armarna glider av armstödsdynorna. Justeras steglöst längs med gåbordets sida vilket stabiliserar gången ytterligare. Sidostödet finns även i PU-utförande.

Syrgastubshållare med fäste

Gör att patienten inte längre behöver vara låst vid sängen.

Underbensstöd


Underbensstödet underlättar mobilisering/uppresning. Bör dock användas med ståplatta och tramprör alt tipskydd pga tipprisk bakåt.

Ståplatta

Ståplattan är ett utmärkt komplement i de fall då man önskar att använda gåbordet för mobilisering/förflyttning. Finns i en kort och lång version.

Hälband till ståplatta

Handbromstillsats



Tillbehör



Droppstång inkl. fäste



Sidostöd/Sidostöd PU



Ståplatta kort/lång



Ståplatta kort/lång, länkhjul (SW)



Handbromstillsats DB



Handbromstillsats standard




Hjul med broms 75, 100, 125mm



Hjul med riktningsspärr 75, 100, 125mm



Underbensstöd



Mjukkorg



Tubhållare inkl. fäste



Armstödsdynor, PU



Körhandtag



Hälband till ståplatta



Styrning/handtag
- vippströmbrytare




Styrning/handtag
- tryckströmbrytare



Tippskydd - bakåt



Trampör



Gåträningsssele STD

Du vet väl att...

TIPS!



Nya Bure DB har en lägre markfrigång än tidigare vilket gör det betydligt enklare att komma in under säng och därigenom komma nära brukaren. Särskilt låg blir Bure DB i kombination med 75mm hjul.



Om du väljer ett gåbord med elektriskt ställbar breddning så väljer du också en ökad flexibilitet. Du kommer nära patienten oavsett bredd på rullstol, stol. Lägg också märke till att ståplattan i de flesta fall också får plats mellan rullstolens främre hjul.



Ståplattan är ett utmärkt tillbehör i de fall man önskar utnyttja gåbordet för mobilisering/uppresning eller förflyttning. Ståplattan är tillräckligt smal för att kunna användas med de flesta rullstolar.

Benämning	Art#	Bure Std/S	Bure Low	Bure Ortho	Bure Space	Bure DB 2.0	Bure XL
Armstödsdynor PU, Std/Low/DB/Ortho/Space/XL	57-361-PAR	X	X	X	X	X	X
Armstödsdynor (Std) Skum, Std/Low/DB/Ortho/Space	56-366-PAR	X	X	X	X	X	X
Droppställning inkl. hållare	56-338	X	X	X	X	X	X
Elmotorsats + batteri inkl batterihylla, Low	56-332T-LOW		X				
Elmotorsats + batteri inkl batterihylla, Std	56-332T	X					
Gaskolvssats inkl. htg, Low	56-330-LOW		X				
Gaskolvssats inkl. htg, Std	56-330	X					
Gåträningssele STD	56-388	X	X	X	X	X	
Hjul							
Hjul med broms 75mm	56-387	X	X	X	X	X	X
Hjul med broms 100mm	56-358	X	X	X	X	X	X
Hjul med broms 125mm	56-361	X	X	X	X	X	X
Hjul med riktningsspår 75mm	57-043	X	X	X	X	X	X
Hjul med riktningsspår 100mm	56-355	X	X	X	X	X	X
Hjul med riktningsspår 125mm	56-359	X	X	X	X	X	X
Hälband/ståplatta	58-328-1	X	X	X	X	X	
Underbensstöd	56-352	X	X	X	X	X	
Körhandtag	57-368	X	X	X	X	X	
Manuell broms							
Manuell broms, 2 hands, Std/Low/Ortho/Space/XL	56-339-1-0	X	X	X	X		X
Manuell broms, 1 hands, Std/Low/Ortho/Space/XL	56-339-1-1	X	X	X	X		X
Manuell broms, 2 hands, DB 2.0	56-339-2-0					X	
Manuell broms, 1 hands, DB 2.0	56-339-2-1					X	
Mjukorg inkl. fäste	56-389	X	X			X	X
PLUS							
Handkontroll PLUS inkl. hållare, Std/Low/Ortho/Space	58-375-1	X	X	X	X		
Handkontroll PLUS inkl. hållare, DB/Rise & Go DB	58-375-2					X	
Sidostöd	56-337	X	X	X	X	X	X
Sidostöd, PU	56-337-PU	X	X	X	X	X	X
Styrning/Handtag							
Knapptillsats FK, Upp/Ned, Normal hastighet, ett htg*	58-387-1	X	X	X	X	X	
Knapptillsats FK, Upp/Ned, Hög hastighet, ett htg*	58-387-2	X	X	X	X	X	
Knapptillsats FK, Breddning, ett htg*	58-387-3					X	
Knapptillsats TK, Upp/Ned, Normal hastighet, två htg*	58-388-1	X	X	X	X	X	
Knapptillsats TK, Upp/Ned Hög hastighet, två htg*	58-388-2	X	X	X	X	X	
Knapptillsats TK, Breddning, två htg*	58-388-3					X	
Y-kabel för knapptillsats - en per Gåbord*	57-022-1	X	X	X	X	X	
Y-kabel för användning av Handkontroll tillsammans med Knapptillsats	57-022-3	X	X	X	X	X	
Ståplattor***							
Ståplatta kort, STD	56-333-STD, 56-333/SW-STD	X	X				
Ståplatta kort, DB	56-333-DB, 56-333/SW-DB					X	
Ståplatta kort, SPACE	56-333-SPACE, 56-333/SW-SPACE				X		
Ståplatta lång, STD	56-383-STD, 56-383/SW-STD	X	X				
Ståplatta lång, DB	56-383-DB, 56-383/SW-DB					X	
Ståplatta lång, SPACE	56-383-SPACE, 56-333/SW-SPACE				X		
Ståplatta XL	56-386						X
Ståplatta Aluminium kort, Ortho	56-392			X			
Ståplatta Aluminium lång, Ortho	56-394			X			
Tippskydd bakåt, Std/Low/Ortho/Space**	57-387	X	X	X	X		
Tramprör, Std/Rise & Go	56-331-1	X	X				
Tubhållare inkl. fäste	56-336	X	X	X	X	X	X

*Vid eftermontering krävs utrustning för att bora hål i stativ.

**Kan ej monteras med Manuell broms.

*** /SW är variant med länkhjul.