

Dropphållare med fäste

Skapar goda möjligheter för patienten att röra sig fritt i rummet, på avdelningen eller i hemmet. Levereras tillsammans med fäste.

Handkontroll

GATE PLUS innebär ett antal extra funktioner såsom multipla hastigheter och service/batteri-indikator i handkontrollen.

PU-dynor

PU-dynor kan väljas vid order alternativt efterbeställas. Dessa dynor har inga perforeringar eller smutsamlande kanter. Ett bra alternativ för de som ställer höga krav på Hygiene Management.

Mjukkorg med fäste

Korg med fäste har plats för det allra viktigaste.



Trampor

Fungerar som en motvikt och ger extra stabilitet och säkerhet då gåbordet ska användas vid uppresning. Standard på Rise & GO. Kan ej användas på bord med breddningsbart bottenstativ.

Riktningsspärret hjul

125 mm
100 mm
75 mm

Handbromstillsats, en eller två bromsar

Kompletterar gåbordet med handbroms så att brukaren vid gångträning själv kan bromsa bordets rörelse. Riktningsspärade hjul ingår för extra säkerhet/hjälp. Enhandsbroms finns både som vänster och höger.

Då Handbromstillsats är monterad så ökar bottenstativets bredd med +2cm.



Styrning av höj/sänk samt breddning i handtagen

Vi erbjuder styrning med tryckknapp alternativt vippströmbrytare. Samtliga funktioner kan manövreras på detta sätt och detta tillbehör kan också eftermonteras och vid behov också användas i kombination med ordinarie handkontroll.

Ställbart sidostöd

Förhindrar att armarna glider av armstödsdynorna. Justeras steglöst längs med gåbordets sida vilket stabiliserar gången ytterligare. Sidostödet finns även i PU-utförande.

Syrgastubshållare med fäste

Gör att patienten inte längre behöver vara låst vid sängen.

Underbensstöd

Underbensstödet underlättar mobilisering/uppresning.

Ståplatta


Ståplattan är ett utmärkt komplement i de fall då man önskar att använda gåbordet för mobilisering/förflyttning. Finns i en kort och lång version.

Hälband till ståplatta

Handbromstillsats

Hjul med broms

125mm
100mm
75mm



Tillbehör



Droppstång inkl. fäste



Sidostöd/Sidostöd PU



Ståplatta kort/lång




Ståplatta kort/lång, länkhjul (SW)



Handbromstillsats DB



Handbromstillsats standard



Hjul med broms 75, 100, 125mm



Hjul med riktningsspärr 75, 100, 125mm



Gåtränings Kit Multi Med Gåträningskit MULTI så gör du din uppresningssele till en gåträningssele



Mjukorg



Tubhållare inkl. fäste




Armstödsdynor/underbensstöd PU



Körhandtag



Hälband/ståplatta



Styrning/handtag - vippströmbutare



Styrning/handtag - tryckströmbutare



Tippskydd - bakåt



Trampör



Handkontroll PLUS

Du vet väl att...

TIPS!



Nya Bure Rise & Go DB har en lägre markfri-gång än tidigare vilket gör det betydligt enklare att komma in under säng och därigenom komma nära brukaren. Särskilt låg blir Bure Rise & Go DB i kombination med 75mm hjul.

Om du väljer ett gåbord med elektriskt ställbar breddning så väljer du också en ökad flexibilitet. Du kommer nära patienten oavsett bredd på rullstol, stol. Lägg också märke till att ståplattan i de flesta fall också får plats mellan rullstolens främre hjul.

Ståplattan är ett utmärkt tillbehör i de fall man önskar utnyttja gåbordet för mobilisering/uppresning eller förflyttning. Ståplattan är tillräckligt smal för att kunna användas med de flesta rullstolar.

Lathund

TILLBEHÖR

Benämning	Art#	Bure Rise & Go	Bure Rise & Go DB
Armstödsdynor/Knästödsdyna PU, Rise & Go (DB)	57-372	X	X
Droppställning inkl. hållare	56-338	X	X
Gåträningskit Multi, Rise & Go (DB)	56-388-KT	X	X
Hjul			
Hjul med broms 75mm	56-387	X	X
Hjul med broms 100mm	56-358	X	X
Hjul med broms 125mm	56-361	X	X
Hjul med riktningsspår 75mm	57-043	X	X
Hjul med riktningsspår 100mm	56-355	X	X
Hjul med riktningsspår 125mm	56-359	X	X
Hälband/ståplatta	58-328-1	X	X
Körhandtag	57-391	X	X
Manuell broms			
Manuell broms, 2 hands, Rise & Go	56-339-3-0	X	
Manuell broms, 1 hands, Rise & Go	56-339-3-1	X	
Manuell broms, 2 hands, Rise & Go DB	56-339-4-0		X
Manuell broms, 1 hands, Rise & Go DB	56-339-4-1		X
Mjukkgorg inkl. fäste	56-389	X	X
PLUS			
Handkontroll PLUS inkl. hållare, Rise & Go	58-375-1	X	
Handkontroll PLUS inkl. hållare, DB/Rise & Go DB	58-375-2		X
Sidostöd	56-337	X	X
Sidostöd, PU	56-337-PU	X	X
Styrning/Handtag			
Knapptillsats FK, Upp/Ned, Normal hastighet, ett htg*	58-387-1	X	X
Knapptillsats FK, Upp/Ned, Hög hastighet, ett htg*	58-387-2	X	X
Knapptillsats FK, Breddning, ett htg*	58-387-3		X
Knapptillsats TK, Upp/Ned, Normal hastighet, två htg*	58-388-1	X	X
Knapptillsats TK, Upp/Ned Hög hastighet, två htg*	58-388-2	X	X
Knapptillsats TK, Breddning, två htg*	58-388-3		X
Y-kabel för knapptillsats - en per Gäbord*	57-022-1	X	X
Y-kabel för användning av Handkontroll tillsammans med Knapptillsats	57-022-3	X	X
Ståplattor***			
Ståplatta kort, STD	56-333-STD, 56-333/SW-STD	X	
Ståplatta kort, DB	56-333-DB, 56-333/SW-DB		X
Ståplatta lång, STD	56-383-STD, 56-383/SW-STD	X	
Ståplatta lång, DB	56-383-DB, 56-383/SW-DB		X
Tippskydd bakåt, Std/Low/Ortho/Space**	57-387	X	
Tramprör, Std/Rise & Go	56-331-1	X	
Tubhållare inkl. fäste	56-336	X	X
Uppresningssele MULTI med fästband (S, M, L, XL), Rise & Go (DB)	56-384-MULTI-S/ML/XL	X	X

*Vid eftermontering krävs utrustning för att borra hål i stativ.

**Kan ej monteras med manuell broms.

*** /SW är variant med länkhjul.

Bure Rise & Go™

Gåbord med uppresning

- **BURE RISE & GO** är en komplett lösning som sparar både tid, plats och pengar vilket blir mycket kostnadseffektivt
- **TRYGG OCH SÄKER** uppresning och förflyttning innebär en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen
- **DEN UNIKA** uppresningshjälpen ger en naturlig uppresning där patienten själv kan vara aktiv
- **BURE RISE & GO** är en patenterad och skyddad design av GATE Rehab Development AB
- **GÅBORDET KAN** användas med ståplatta vilket underlättar förflyttningar
- **SELEN TVÄTTAS** i 60° och tack vare den delade utformningen är den enkel och smidig att bära även vid t ex toalettbesök
- **BURE RISE & GO** är utrustad med en elektrisk, smidig och steglös höjjustering
- **NYHET** – nu finns Rise & Go även med eldriven breddning av bottenstativet för flexibilitet oavsett brukarmiljö.



Ståplattan kan med fördel användas vid förflyttning!

Se även filmen om Bure Rise & Go!
www.gaterd.se

Gåträningskit/Multi

(Tillbehör)

Gåträningskit/Multi är ett tillbehör som används för ökad säkerhet vid gåträning i produkt Bure Rise & Go. Produktens båda ljumskstroppar och fastsättningskrokar minimerar risker om brukare drabbas av yrsel eller motsvarande.



GATE

WE DO BETTER.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på: tel 0371-318 00
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | SE-333 75 Reftele
info@gaterd.se | www.gaterd.se



GATE COLLECTION