



GATE

WE DO BETTER.

Produktkatalog

Vinter 2015/Vår 2016

Bure Gåbord | Amfibi & Basic Hygienstolar

We do better.

På GATE har vi en lång tradition och erfarenhet av produkt- och konceptutveckling. Med ny teknik och passion för design och omvårdnad skapar vi nya lösningar, nya förutsättningar och nya möjligheter för både brukare och vårdare. Helt enkelt en tryggare och bättre vardag.

På GATE strävar vi alltid efter att ligga i framkant vad gäller design och innovation inom hjälpmedel för sjukvården. Gemensamt för våra egenutvecklade produkter är att de alla har det där lilla extra. En detalj, en lösning eller ett material som ingen annan har.

”...våra produkter ska vara din bästa investering”

När vi utvecklar nya produkter vill vi skapa produkter med ett egenvärde, i samtida material och design och med nyskapande och ibland oväntade lösningar. Vår vision är att våra produkter ska vara din bästa investering.


På GATE arbetar personer med lång erfarenhet från hjälpmedelsbranschen och med en gemensam passion: att göra skillnad och skapa livskvalitet och nya möjligheter – för såväl chefer, specialister, vårdare och brukare.

Låt oss berätta för dig varför en GATE-produkt är en bra investering.

GATE

GATE grundade 2004 och jobbade till en början mestadels med utveckling och försäljning av rollatorer och enklare produkter inom ”home care”. Över tid har GATE utvecklats till att jobba med innovation och utveckling av egna gåbord och hygienstolar.

GATE har sitt kontor och lager i småländska Reftele och verkar i en region präglad av en tydlig entreprenörsanda och stark innovationskraft. Idag omsätter GATE cirka 25 miljoner kronor och har tio anställda som samtliga strävar att skapa nya möjligheter för en tryggare och bättre vardag för såväl brukare och vårdare.



Innehållsförteckning

Introduktion.....	2	Bure Rise & Go.....	10
Bure Gåbord	3	Amfibi Hygienstolar	13
Bure Double 2.0	4	Amfibi Double	14
Bure Standard/Bure S	5	Amfibi Double HighBack	15
Bure Ortho	6	Basic	16
Bure XL	7	Amfibi XL	17
Tillbehör.....	8	Tillbehör	18



Nya möjligheter för patienten. Nya förutsättningar för dig som hjälper till.

Bure™ Gåbord

Gåbordet har en central funktion i vården men har ändå levt ett liv i skymundan – tills nu. Ökat fokus på kostnadsbesparingar i form av snabbare rehabilitering och krav på en förbättrad arbetsergonomi har satt Bure Gåbord i centrum - en bättre investering finns inte!

Bättre investering finns inte!

Gåbord är förutom en utmärkt hjälp vid förflyttning och uppresning av patienter också ett värdefullt redskap vid rehabilitering. Rehabilitering med gåbord stimulerar och håller igång patienters muskler och tarmar samt bidrar sammantaget till att förbättra allmäntillståndet hos sängliggande.

Med hjälp av ordentligt stöd blir det enklare för den bensvaga eller orkeslösa patienten att gå och en del kan till och med gå utan stöd av vårdpersonal. För att nå en snabb rehabilitering krävs gåbord som underlättar för både brukare och personal. I praktiken kan en snabb rehabilitering - "Upp på fötter" – generera stora besparingar. Man har kunnat påvisa bespa-

ringar på mer än 30% genom en ökad patientgenomströmning – bara genom att utrusta sin avdelning med gåbord av olika modeller och sedan aktivt arbeta med rehabilitering.

Till detta ska läggas mervärden i form av ett bättre välbefinnande för brukaren samt en bättre arbetsergonomi för personalen genom färre belastningsskador och därmed minskad sjukfrånvaro.

Bättre ergonomi

Bure Gåbord skapar möjlighet till en mycket bättre ergonomi både för vårdare och brukare.

Den öppna konstruktionen ger till exempel

ökat manöverutrymme och gör det lättare att komma åt i samband med uppresning eller påklädning. Flera modeller har nu elektrisk hjälp både för uppresning med sele och breddning av benstativ.

Bure har anatomiskt utformade kuddar med en lätt lutning som hjälper axlar och armar att slappna av. Gåbordets konstruktion bidrar till att flytta fokus från muskulatur i händer, armar och axlar till större muskelgrupper som ben- och bröstmuskulatur. Stabiliteten förbättras och bordet blir lättare att styra samtidigt som båtrullningar dämpas och hållningen blir bättre.

Kontakta din återförsäljare för mer information om hur Bure Gåbord kan underlätta din vardag!

NYA

Bure Double 2.0

EL

Nya Bure Double är utrustad med dubbel eldrift, dels med eldriven höj- och sänkning och dels med eldriven breddning av benstativen. Den nya versionen har en väsentligt lägre höjd över benstativen – för bättre åtkomst samt en högre brukarvikt (150kg) jämfört med tidigare version.

Hållbart

Gåbordet har extra förstärkningsband runt armstödsdynorna för att förhindra att dessa spricker vid påkörning från sidan. Armstöd i PU skum finns som alternativ för ytterligare komfort/hygien.

Lättåtkomlig handkontroll

Handkontrollen är placerad så att vårdarens och brukarens båda händer enkelt kan nå den.

Smidig steglös justering

Med eldriven höj- och sänkning blir det smidigt att förinställa gåbordet till rätt höjd. När patienten sedan står på plats kan höjden finjusteras steglöst så att den blir bekväm och ger optimalt stöd för gång.

Eldriven uppresning

Bure Double är en utmärkt assistent vid uppresning av patienter. Personalens belastning minimeras och därmed också förslitnings-skadorna. En del patienter kan till och med själva resa sig upp med hjälp av gåbordet.

Extra lämpligt i hemmiljö

Eftersom Bure Double är så flexibelt är det extra lämpligt för hemmiljöer. Med benen i det inre läget blir gåbordet smalt och smidigt att manövrera och kommer igenom de flesta dörrhäll.

Höjjustering i handtagen

Se tillbehör.

Ergonomiska handtag

Ergonomiskt utformade handtag som kan justeras steglöst i alla riktningar för bästa individuella anpassning. Viktigt inte minst för strokepatienter som på det här sättet kan nå sin "normala" handställning.

Lägst höjd

Bure Double kan sänkas till 85 cm och har därmed lägst höjd av alla GATEs gåbord.

Stabilt

Gåbordet har anatomiska kuddar som avlastar axlar, armar och nacke. Istället flyttas fokus till större muskelgrupper som ben- och bröstmuskulatur. På så vis förbättras stabiliteten och bordet blir lättare att styra.

Öppen konstruktion

Den öppna konstruktionen ger samma stabilitet men större manöverutrymme. Patienten behöver inte känna sig instängd och det blir lättare för dig som hjälper till vid uppresning eller påklädning.

Låg höjd

Den låga höjden över golvet minimerar problem med att komma intill brukaren exempelvis vid sängsittande.

Låsbara hjul

Bure Double har individuellt låsbara hjul som standard på alla fyra hjul.

Benstativ med elbreddning

Elbreddningen gör det enkelt att skjuta gåbordet ända fram till brukaren, oberoende av rullstolsbredd, sängkonstruktion eller stolsbredd. Detta underlättar också för personalen vid uppresning. Med benen i det yttre läget blir gåbordet extra stabilt och kan med fördel användas av brukaren själv. Detta underlättar också för patienter som behöver extra gångutrymme.

Tål vatten

Alla eldetaljer på Bure Double har elsäkerhetsklassning IP 65 och kan därmed användas även i våta utrymmen.

Tekniska specifikationer

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC. | Testad och godkänd enligt EN-11199-3/ 2005

Art. Nr.	Produkt	Bredd	Maxbrukarvikt	Längd	Höjd	Armstöd/Innermått
56-303/75	Bure Double 2.0 EL, 75mm hjul	58-89 cm	150 kg	87 cm	85-125 cm	25-50 cm

Bure Standard Bure S

EL | GAS | MANUELL

Bure Standard och Bure S finns i tre utföranden: EL, GAS, och MANUELL. Bure S är en smalare version av Bure Standard och speciellt anpassad för att fungera i trånga utrymmen. Samtliga modeller har en steglös höjdställning av underarmstöden.

Ergonomiska handtag

Ergonomiskt utformade handtag som kan justeras steglöst i alla riktningar för bästa individuella anpassning. Viktigt inte minst för strokepatienter som på det här sättet kan nå sin "normala" handställning.

Lättåtkomlig handkontroll

Handkontrollen är placerad så att vårdarens alternativt brukarens båda händer enkelt kan nå den.

Eldriven uppresning

Bure Standard EL och Bure S är en utmärkt assistent vid uppresning av patient eller brukare. Personalens belastning minskas och därmed också risken för förslitnings-skador. En del patienter kan till och med själva resa sig upp med hjälp av gåbordet.

Extra lämplig i hemmiljö

Bure S är extra lämplig i trånga miljöer så som hemma eller på vissa vårdboenden. Bure S kommer igenom de allra flesta dörröppningar som är 70 cm och bredare.

BURE S



EL

Bure Standard och Bure S EL passar dig som behöver ett gåbord som är utrustat med uppresningshjälp och går att ställa in i höjdlöd när patienten redan står på plats.

GAS

Bure Standard och Bure S GAS passar dig som vill ha ett kvalitativt gåbord som går att ställa in steglöst och snabbt men inte behöver uppresningshjälp med hjälp av elställdonet.



MANUELL

Bure Standard och Bure S MANUELL är för dig som behöver ett bra och individuellt anpassningsbart gåbord men inte behöver ställa in det i höjdlöd särskilt ofta och inte är i behov av uppresningshjälp med hjälp av elställdonet.



Höjdställning i handtagen

Se tillbehör.

Hållbart

Gåbordet har konstruerats för att hålla länge. Exempelvis finns det ett extra förstärkningsband runt armstödsdynorna för att förhindra att dessa spricker vid påkörning från sidan.

Stabilit

Gåbordet har anatomiska kuddar som avlastar axlar, armar och nacke. Istället flyttas fokus till större muskelgrupper som ben- och bröst-muskulatur. På så vis förbättras stabiliteten och bordet blir lättare att styra.

Smidig steglös justering

Med eldriven höj och sänkning blir det smidigt att förinställa gåbordet till rätt höjd. När patienten står på plats kan höjden sedan finjusteras steglöst så att den blir bekväm, ger rätt stöd och är optimal för gång.

Broms och riktningsspärning

Som tillbehör finns det en- eller tvåhandsbroms som placeras så att brukaren själv kan nå den från sin gå-position. Handbromsen verkar på bakhjulen och i bromskittet ingår också riktningsspärrade hjul som underlättar för brukaren att hålla rätt kurs vid gång.

Öppen konstruktion

Den öppna konstruktionen ger samma stabilitet men större manöverutrymme. Patienten behöver inte känna sig instängd och det blir lättare för dig som hjälper till vid uppresning eller påklädning.

Tål vatten

Alla detaljer på Bure Standard EL och Bure S EL har elsäkerhetsklassning IP 65 och kan därmed användas även i våta utrymmen.

Samtliga Gåbord kan beställas med 75, 100 eller 125mm hjul – anges vid beställning. (Om inget annat anges så avser höjdmått nedan produkter med 125mm hjul).

Tekniska specifikationer

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC. | Testad och godkänd enligt EN-11199-3/ 2005

Art. Nr.	Produkt	Bredd	Maxbrukarvikt	Längd	Höjd	Armstöd/Innermått
56-312	Bure Standard EL	78 cm	150 kg	80 cm	91-131 cm	25-50 cm
56-311	Bure Standard GAS	78 cm	150 kg	80 cm	91-129 cm	25-50 cm
56-310	Bure Standard MANUELL	78 cm	150 kg	80 cm	91-133 cm	25-50 cm
56-302	Bure S EL	66 cm	150 kg	79 cm	91-131 cm	30-45 cm
56-301	Bure S GAS	66 cm	150 kg	79 cm	91-129 cm	30-45 cm
56-300	Bure S MANUELL	66 cm	150 kg	79 cm	91-133 cm	30-45 cm

Bure Ortho

ORTHO | ORTHO S

Ortho är speciellt framtaget för Ortopedavdelningen och situationer som kräver extra ben- och gångutrymme för brukaren. Ortho har en kraftig elmotor för eldriven höjdjustering. Den optimala höjden för gåbordet kan därmed ställas in med patienten på plats och gåbordet kan också användas som uppresningshjälp. Ortho finns också i en smal version, Ortho S (finns enbart i version GAS)- maxbredd på stativ endast 65cm.

Ergonomiska handtag

Kan justeras steglöst i alla riktningar.

Lättåtkomlig handkontroll

Placerad så att vårdarens eller brukarens båda händer enkelt kan nå den.

Tål rinnande vatten

Elektronik har IP65 och tål därför rinnande vatten.

Eldriven uppresning

Bure Ortho är en utmärkt assistent vid uppresning av brukare.

Obegränsat gångutrymme framåt

Brukare med kontrakturer samt patienter med helbensgips kan ha ett rakt ben och ändå få bordet nära sig.

ORTHO S



Höjdjustering i handtagen

Se tillbehör.

Låg lägsta höjd

Endast 85 cm (då 75mm hjul används).

Stabilt

Gåbordet har anatomiska kuddar som avlastar axlar, armar och nacke.

Smidig steglös justering

Gör det smidigt att förinställa gåbordet till rätt höjd.

Låg höjd på bottenstativet

Vilket gör det möjligt att komma under de flesta sängmodeller.

Broms och riktningsspärning

Placeras så att brukaren själv kan nå den från sin gå-position.

Öppen konstruktion

Ger samma stabilitet men större manöverutrymme.

Samtliga Gåbord kan beställas med 75, 100 eller 125mm hjul – anges vid beställning. (Om inget annat anges så avser höjdmått nedan produkter med 125mm hjul).

Tekniska specifikationer

CE CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC.

Art. Nr.	Produkt	Bredd	Maxbrukarvikt	Längd	Höjd	Armstöd
56-317T	Bure Ortho, 125mm hjul	78 cm	150 kg	80 cm	90-130 cm	25-50 cm
56-317T/75	Bure Ortho, 75mm hjul	78 cm	150 kg	80 cm	85-125 cm	25-50 cm
56-318	Bure Ortho Gas, 125mm hjul	78 cm	150 kg	80 cm	90-130 cm	25-50 cm
56-318/75	Bure Ortho Gas, 75mm hjul	78 cm	150 kg	80 cm	85-125 cm	25-50 cm
56-318-S	Bure Ortho S Gas, 125mm hjul	65 cm	150 kg	79 cm	90-130 cm	30-45 cm
56-318-S/75	Bure Ortho Smal Gas, 75mm hjul	65 cm	150 kg	79 cm	85-125 cm	30-45 cm

Bure XL

EL

Bure XL är framtagen för större och tyngre patienter och har därför extra plats och styrka. Eftersom det vid vård och omvårdnad av tyngre patienter är extra viktigt med kraftfulla hjälpmedel levereras Bure XL alltid med eldrift.

Ergonomiska handtag

Ergonomiskt utformade handtag som kan justeras steglöst i alla riktningar för bästa individuella anpassning. Viktigt inte minst för strokepatienter som på det här sättet kan nå sin "normala" handställning.

Lättåtkomlig handkontroll

Handkontrollen är placerad så att vårdarens alternativt brukarens båda händer enkelt kan nå den.

Eldriven uppresning

Bure XL är en bra hjälp vid uppresning av patient eller brukare och minskar belastningen för personalen. En del patienter kan till och med själva resa sig upp med hjälp av gåbordet.

Öppen konstruktion

Den öppna konstruktionen ger samma stabilitet men större manöverutrymme. Patienten behöver inte känna sig instängd och det blir lättare för dig som hjälper till vid uppresning eller påklädning.

Tål vatten

Alla eldetaljer på Bure XL har elsäkerhetsklassning IP 65 och kan därmed användas även i våta utrymmen.

Sjukhus- och vårdmiljöer

På grund av sin storlek lämpar sig Bure XL bäst i sjukhus- och vårdmiljöer.

Höjjustering i handtagen

Se tillbehör.

Hållbart

Gåbordet har konstruerats för att hålla länge. Exempelvis finns det ett extra förstärkningsband runt armstödsdynorna för att förhindra att dessa spricker vid påkörning från sidan.

Stabil

Gåbordet har anatomiska kuddar som avlastar axlar, armar och nacke. Istället flyttas fokus till större muskelgrupper som ben- och bröstmuskulatur. På så vis förbättras stabiliteten och bordet blir lättare att styra.

Smidig steglös justering

Med eldriven höj och sänkning blir det smidigt att förinställa gåbordet till rätt höjd. När patienten står på plats kan höjden sedan finjusteras steglöst så att den blir bekväm, ger rätt stöd och är optimal för gång.

Designad för tyngd

Bure XL är framtagen för att ge ett bra stöd åt tyngre patienter på upp till 240 kg. Gåbordet är också breddat för att ge god stabilitet och bra utrymme. Inermåttet är på 44-62 cm. Det extra benutrymmet underlättar speciellt mycket för patienter som behöver extra gångutrymme på grund av exempelvis spasmiska benrörelser.

Samtliga Gåbord kan beställas med 75, 100 eller 125mm hjul – anges vid beställning. (Om inget annat anges så avser höjdmått nedan produkter med 125mm hjul).

Tekniska specifikationer

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC. | Testad och godkänd enligt EN-11199-3/ 2005

Art. Nr.	Produkt	Bredd	Maxbrukarvikt	Längd	Höjd	Armstöd/Inermått
56-315	Bure XL EL	88 cm	240 kg	78 cm	91-131 cm	44-62 cm

Tillbehör

Dropphållare med fäste

56-338 Skapar goda möjligheter för patienten att röra sig fritt i rummet, på avdelningen eller i hemmet. Levereras tillsammans med fäste.



Förhöjningskudde armstöd

56-327 Ger extra stöd till långa brukare och höjer armstödsytan med 70mm. (Ej Rise & GO, Rise & Go Double)

Mjukkorg med fäste

56-389 Korg med fäste har plats för det allra viktigaste.



Tramprör

56-331 Fungerar som en motvikt och ger extra stabilitet och säkerhet då gåbordet ska användas vid uppresning. Standard på Bure Rise & GO.

Riktningsspärrat hjul

56-359 125 mm
56-355 100 mm
57-043 75 mm

Hjul med broms

56-361 125mm
56-358 100mm
56-387 75mm

Handbromstillsats

Två bromsar

56-326-0 Bure Standard/S/Ortho
58-334-0 Bure Rise & Go
56-320-0 Bure XL

En broms

56-326-1 Bure Standard/S/Ortho
58-334-1 Bure Rise & Go
56-320-1 Bure XL

Kompletterar gåbordet med handbroms så att brukaren vid gångträning själv kan bromsa bordets rörelse. Riktningsspärrade hjul ingår för extra säkerhet/hjälp. Enhandsbroms finns både som vänster och höger.

Då Handbromstillsats är monterad så ökar bottenstativets bredd med +4cm.



Höjjustering i handtagen*

Till alla elmanövrerade gåbord finns möjligheten att vid beställning välja till inbyggd höjjustering i handtagen. Användaren kan därmed tryggt och enkelt manövrera höjden själv utan att släppa taget.

Ställbart sidostöd

56-337 Förhindrar att armarna glider av armstödsdynorna. Justeras steglöst längs med gåbordets sida vilket stabiliserar gången ytterligare.

Gaskolv

56-330 150N
56-380 200N



Syrgastubshållare med fäste

56-336 Gör att patienten inte längre behöver vara låst vid sängen.

Elmotorsats höj/sänk

56-332T Uppgraderar Bure Standard och Bure S från GAS till EL.

Ståplatta/Stål

(ej på bild)
56-333 Bure Std
56-325 Bure Double
56-339 Bure S
56-386 Bure XL

Ståplatta/Aluminium (se bild)

56-333-STD Kort (Std, S, Rise & Go)
56-333-DB Kort (Double, Rise & Go Double)
56-383-STD Lång (Std, S, Rise & Go)
56-383-DB Lång (Double, Rise & Go Double)
56-392 Kort Bure Ortho
56-393 Lång Bure Ortho

Ett smidigt alternativ när du vill förflytta patienten en kort bit.

BureTM

Gåbord

- Mänskligare formgivning med följsamma linjer som inte innesluter patienten.
- Konstruktion som ökar stabilitet och kontroll.
- Finns i åtta grundutföranden med stora möjligheter till individuell anpassning.
- En rad funktionella tillbehör fulländar den individuella passformen.
- Formgivning och funktioner som skapar god arbetsergonomi och underlättar det dagliga arbetet.
- Eldriven uppresningshjälp som gör att patienten ofta själv kan delta vid uppresningen.
- Eldriven breddning av benstativen skapar större frihet och ger en bättre funktion vid uppresning eller förflyttning.



Nytt unikt
koncept!

Bure Rise & Go™

Gåbord med uppresning

Bure Rise & GO är ett kostnadseffektivt gåbord som förfinats med en patenterad uppresningsfunktion. Tack var den elektriska uppresningen är Bure Rise & Go ett gånghjälpmedel, ett uppresningshjälpmedel och ett förflyttningshjälpmedel i en och samma produkt.

Nyhet – nu finns Rise & Go även med eldriven breddning av benstativen. Den flexibla breddningen i kombination med en lägre höjd över benstativen ger en ökad flexibilitet oavsett patientsituation på sjukhus eller i hemmet.



Steg 1

Selen sätts på plats över ryggslut och stuss. Remmarna justeras och underbensstöden ställs in i rätt position.

Steg 2

Patienten håller händerna på handtagen och den eldrivna uppresningen påbörjas. Med hjälp av den unika selen och gåbordets vertikala lyftriktning följer patienten ett naturligt rörelsemönster.

Steg 3

Efter uppresningen vinklas underbensstöden bort och patienten kan direkt börja gå med gåbordet som stöd. Alternativt placerar patienten fötterna på en ståplatta och är efter uppresningen redo att förflyttas.

Unik uppresningshjälp

Bure Rise & Go sparar både tid, plats och pengar. Här får man ett gånghjälpmedel, ett uppresningshjälpmedel och ett förflyttningshjälpmedel i en och samma produkt vilket gör konceptet mycket kostnadseffektivt.

Bure Rise & Go skapar möjlighet till en bättre arbetsergonomi för den som vårdar, tränar och arbetar tillsammans med

brukaren. Tack vare den intelligenta uppresningshjälpen skapas en trygg, säker och naturlig uppresning som inte sliter på vårdpersonalens ryggar.

Produkten består av ett gåbord med tillhörande sele och

fastsättningsremmar. Selen finns i olika storlekar (S, M, L) och är delad baktill vilket underlättar vid exempelvis toalettbesök.

Vid uppresning utnyttjas elmotorns lyftkraft och infästningen i gåbordet gör att avstånd mellan brukare och gåbord minskas i takt med att gåbordet höjs upp till stående. Sammantaget leder Bure Rise & Go till en minskad arbetsbelastning och är en investering i personalens hälsa och brukarens rehabilitering.

Nyhet – nu finns Rise & Go även med eldriven breddning av benstativen. Den flexibla breddningen i kombination med en lägre höjd över benstativen ger en ökad flexibilitet oavsett patientsituation på sjukhus eller i hemmet.

Stabilt

Gåbordet har anatomiska kuddar som avlastar axlar, armar och nacke. Istället flyttas fokus till större muskelgrupper som ben- och bröstmuskulatur. På så vis förbättras stabiliteten och bordet blir lättare att styra.

Smidig steglös justering

Med eldriven höjning och sänkning blir det smidigt att förinställa gåbordet till rätt höjd. När patienten står på plats kan höjden sedan finjusteras steglöst så att den blir bekväm, ger rätt stöd och är optimal för gång.

Eldriven uppresning

Bure Rise & Go är ett unikt hjälpmedel vid uppresning av patient eller brukare. Personalens belastning minskar och därmed också risken för förslitningsskador.

Tål vatten

Alla eldetaljer på Bure Rise & Go har elsäkerhetsklassning IP 65 och kan därmed användas även i våta utrymmen.

Låg höjd

Den låga höjden över golvet minimerar problem med att komma intill brukaren exempelvis vid sängsittande.

Öppen och förstärkt konstruktion

Den öppna konstruktionen ger samma stabilitet men större manöverutrymme. Patienten behöver inte känna sig instängd och det blir lättare för dig som hjälper till vid uppresning eller påklädning. Bure Rise & Go är dessutom förstärkt och förlängd för extra stabilitet vid uppresning.

Lättåtkomlig handkontroll

Handkontrollen är placerad så att vårdarens alternativt brukarens båda händer enkelt kan nå den.

Ergonomiska handtag

Ergonomiskt utformade handtag som kan justeras steglöst i alla riktningar för bästa individuella anpassning. Viktigt inte minst för strokepatienter som på det här sättet kan nå sin "normala" handställning.

Utfällbara armstöd

De anatomiskt utformade armstöden på Bure Rise & Go är utfällbara för att brukaren på ett enkelt sätt ska nå handtagen vid uppresning.

Hållbart

Gåbordet har konstruerats för att hålla länge. Exempelvis finns det ett extra förstärkningsband runt armstödsdynorna för att förhindra att dess spricker vid påkörning från sidan.

Unik uppresningssele

Uppresningssele är utformad för att komma så långt ner på stussen som möjligt. Detta ger ett optimalt stöd vilket medför en naturlig uppresningsrörelse.

Underbensstöd vid uppresning

Bure Rise & Go är utrustad med underbensstöd som bidrar till bättre uppresning. Underbensstöden är reglerbara i höjdlöd och skjuts enkelt undan för större benutrymme.

Låsbara hjul

Bure Rise & Go har fyra individuellt låsbara hjul som standard.

Benstativ med elbredning

Elbredningen gör det enkelt att skjuta gåbordet ända fram till brukaren, oberoende av rullstolsbredd, sängkonstruktion eller stolsbredd. Detta underlättar också för personalen vid uppresning. Med benen i det yttre läget blir gåbordet extra stabilt och kan med fördel användas av brukaren själv. Detta underlättar också för patienter som behöver extra gångutrymme.

Tekniska specifikationer

CE Testad och godkänd enligt SS-EN 12182:1999

Art. Nr.		Bredd, yttermått	Max brukarvikt	Längd	Höjd	Armstöd/Innermått
56-309/75	Bure Rise & Go DB med elektrisk benspridning	66-106 cm	150 kg	101 cm	89-129 cm	34-67 cm
56-316	Bure Rise & Go Gåbord	77 cm	150 kg	92 cm	97-137 cm	34-67 cm
56-333-DB	Ståplatta kort		150 kg			
56-383-DB	Ståplatta lång		150 kg			
56-384-S/M/L/XL	Uppresningssele (finns i storlek S, M, L, XL*)	-	150 kg	-	-	-
56-388-S/M/L/XL	Gåträningssele (finns i storlek S,M,L,XL*)	-	150 kg	-	-	-

* S=95-105cm, M=105-120cm, L=110-140cm, XL=130-160cm

Bure Rise & Go™

Gåbord med uppresning

- **BURE RISE & GO** är en komplett lösning som sparar både tid, plats och pengar vilket blir mycket kostnadseffektivt
- **TRYGG OCH SÄKER** uppresning och förflyttning innebär en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen
- **DEN UNIKA** uppresningshjälpen ger en naturlig uppresning där patienten själv kan vara aktiv
- **BURE RISE & GO** är en patenterad och skyddad design av GATE Rehab Development AB
- **GÅBORDET KAN** användas med ståplatta vilket underlättar förflyttningar
- **SELEN TVÄTTAS** i 60° och tack vare den delade utformningen är den enkel och smidig att bära även vid t ex toalettbesök
- **BURE RISE & GO** är utrustad med en elektrisk, smidig och steglös höjjustering
- **NYHET** - nu finns Rise & Go även med eldriven breddning av benstativen för flexibilitet oavsett brukarmiljö.

Ståplattan kan med fördel användas vid förflyttning!



Se även filmen om Bure Rise & Go!
www.gaterd.se



Gåträningsssele (Tillbehör)

Gåträningsselen är ett tillbehör som används för ökad säkerhet vid gåträning i produkt Bure Rise & Go. Produktens båda ljumskstroppar och fastsättningskrokar minimerar risker om brukare drabbas av yrsel eller motsvarande.

Amfibi™

Hygienstol



Fördelen med GATEs hygienstolar är att de mycket snabbt kan anpassas efter varje individs behov och varje situations krav. Justera sitthöjden med manuell- eller eldriven höjning och sänkning, tippa stolen med tilt-funktionen och skräddarsy den med tillbehören.

Design efter behov

GATEs hygienstolar har en unik pelarprofil för smidig och enkel höjdjustering av säteshöjden. För att möta olika behov väljer du mellan manuell eller el-manövrering. Amfibi passar därmed de flesta människor oavsett längd och personalen behöver inte lägga tid och kraft på att leta efter en passande hygienstol för varje situation.

En bättre vardag

Amfibi kompromissar aldrig mellan användarens komfort och personalens arbetsergonomi. Båda är lika självklara. Med individuellt anpassad komfort och funktion blir hygienskötseln en betydligt behagligare upplevelse för både patienten och vårdaren. Amfibi är tillverkad i ett korrosionsfritt material och ställdon tål spolande vatten/högt tryck (IP66).

Optimal komfort

I samband med dusch och tvätt blir användaren ofta sittande i stolen länge, vilket kan vara mycket påfrestande. Amfibi har därför tagits fram för att erbjuda en mycket hög komfort. Sittandes i Amfibi kan användaren inta en så normal

kroppsställning som möjligt. Hygienstolen får snabbt en personlig passform med hjälp av lättmanövrerade inställningar och alla modeller är höj- och sänkbara.

Amfibis sits och rygg är anpassade för ett upprätt sittande som inte stänger bäckenet. Den ergonomiska sitsen minimerar trycket mot sittbensknölar, senor och blodkärl och den rundade framkanten bidrar till en komfortabel benställning. Unikt för Amfibi är också ett nytt ryggband som är mjukt och vattenavvisande för bästa komfort/hygien (tillbehör). Bandet justeras enkelt för optimalt stöd och sittdjup.

Vilken modell matchar dina behov?

Det breda modellurvalet gör det möjligt att bygga upp en effektiv "flotta" av hygienstolar. Eftersom alla modeller passar de flesta användare oavsett längd/vikt kan antalet stolar och stolstyper reduceras för att sedan kompletteras upp med enstaka avancerade modeller för krävande vårdssituationer.

GATEs hygienstolar finns i tre olika grundmodeller. Amfibi Double är vår mest avancerade och flexibla hygienstol som är justerbar både på höjden och i lutningen, Amfibi XL är framtagen för större och tyngre patienter samt Basic som är vår enklaste modell.

Amfibi Double

EL

Amfibi Double är GATEs mest avancerade och flexibla hygienstol. Den är utrustad med dubbel eldrift, dels med eldriven höj- och sänkning samt eldriven tiltning framåt och bakåt. Stolen justeras steglöst även när patienten sitter på plats. Dess funktioner tillsammans med mjuk och bekväm avlastning på sits- och rygg ger överlägsen komfort för patienten och minimal arbetsbelastning för personalen.

Tilt-funktion

Amfibi Double kan tippas från fem grader framåt till 25 grader bakåt. Det innebär att den är smidig både vid i- och urstigning såväl som vid hygien tvätt. Tippingen skapar också en bättre arbetsmiljö med lägre belastning för personalen.

Ergonomisk sits

Sitsen på Amfibi Double är anpassad för ett upprätt sittande som inte stänger bäckenet. Den minimerar tryck och är utformad för att passa både kvinnor och män. Sitsen är lätt att ta av och rengöra och den rundade framkanten bidrar till en komfortabel benställning.

Plast eller metall

Till Amfibi finns gejder och plastbäcken som tillbehör. Observera att gejder finns i olika utföranden för att passa plast- eller metallbäcken.
Se tillbehör

Svängbara och avtagbara

Fotstöden är avtagbara, svängbara och uppfällbara och som standard finns det även hälband som förhindrar att patientens fot halkar av fotstöden vid tipping.

Justerbar sitthöjd

Med en sitthöjd från 53 cm ända upp till 82 cm som justeras steglöst och passar de allra flesta patienter och ger personalen minimal arbetsbelastning.

Personlig passform

Amfibi Double har nackstöd som kan ställas in i höjd- och djupled för skönt stöd och personlig passform.

Optimal komfort!

Smidig reglering

Eljusteringen upp och ner samt tiltning sköts med en trådbunden kontroll och har hög IP-klassning (IP65).

Ställbart ryggband

Det mjuka och bekväma ryggbandet motverkar tryck på hudnära bendelar. Bandet justeras enkelt för optimalt stöd och sittdjup. Går att tvätta i maskin.

Låsbara armstöd

Armstöden är upp- och nedfällbara samt låsningsbara vilket gör det enklare för patienten att själv assistera vid överflyttning.

Arbetsergonomi

Stolen är helt avlastande för användaren samtidigt som vårdgivaren inte behöver arbeta manuellt eller sätta in styrka i de olika momenten.

Tåligt material

Tillverkad i korrosionsfritt material.

Låsbara hjul

Alla fyra hjul är låsbara.

Samtliga Hygienstolar kan beställas med 75, 100 eller 125mm hjul – anges vid beställning. (Om inget annat anges så avser höjdmått nedan produkter med 125mm hjul).

Tekniska specifikationer

CE CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC.

Art. Nr.	Produkt	Bredd, yttermått	Maxbrukarvikt	Sitthöjd	Bredd, mellan armstöd	Sittdjup
56-203DB	Amfibi Double	62 cm	150 kg	53-82 cm	52 cm	45 cm

Amfibi Double HighBack

EL

Amfibi Double HighBack är en vidareutveckling av vårt uppskattade Amfibi koncept. Den är utrustad med en hög stoppad rygg med tillhörande nackstöd och integrerad sits med öppning bakåt. Den höga ryggen ger ett mjukt men fast stöd och den nedre delen är utrustad med ett fjädrande svankstöd för ytterligare komfort. Sitsen med öppning bakåt har tagits fram efter önskemål från GATEs kunder och innebär ett naturligare och mer hygieniskt arbetsätt.

Nyhet!

Hög stoppad rygg

Den höga ryggen ger ett mjukt men fast stöd. Den är lätt att rengöra och går att bytas ut när så önskas.

Integrerat nackstöd

Det integrerade nackstödet går att justera i höjd och finns i två olika storlekar, M och L.

Tilt-funktion

Amfibi Double kan tippas från fem grader framåt till 25 grader bakåt. Det innebär att den är smidig både vid i- och urstigning såväl som vid hygienvätt. Tippningen skapar också en bättre arbetsmiljö med lägre belastning för personalen.

Fjädrande svankstöd

Den nedre delen av ryggen har ett fjädrande svankstöd för ytterligare komfort och individuell anpassning.

Låsbara armstöd

Armstöden är upp- och nedfällbara samt låsbara vilket gör det enklare för patienten att själv assistera vid överflyttning.

Integrerad sits med öppning bakåt

Sitsen har en ergonomisk design och elastisk konstruktion för bästa möjliga komfort för brukaren medan öppningen bakåt ger ett naturligare och mer hygieniskt arbetsätt för vårdaren.

Svängbara och avtagbara

Fotstöden är avtagbara, svängbara och uppfällbara och som standard finns det även hälband som förhindrar att patientens fot halkar av fotstöden vid tippning.

Låsbara hjul

Alla fyra hjul är låsbara.

Plast eller metall

Till Amfibi finns gejder och plastbäcken som tillbehör. Observera att gejder finns i olika utföranden för att passa plast- eller metallbäcken.

Elektronik för höjd/ tiltmanövrering

Konstruktionen med en hög rygg innebär att elektronik för höjd- och tiltmanövrering har placerats i en skyddande box baktill och att kablage har integrerats på ett bättre sätt än tidigare.

Samtliga Hygienstolar kan beställas med 75, 100 eller 125mm hjul – anges vid beställning. (Om inget annat anges så avser höjdmått nedan produkter med 125mm hjul).

Tekniska specifikationer

CE CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC.

Art. Nr.	Produkt	Maxbrukarvikt	Bredd	Innermått/armstöd	Sitthöjd	Sittdjup	Tiltning
56-275	Amfibi Double HighBack	150 kg	60 cm	50 cm	53-82 cm	45 cm	5 grader framåt-25 grader bakåt

Basic

Basic har utvecklats för att möta de vanligaste behoven och ger i kombination med ett attraktivt pris mycket hygienstol för pengarna. Basic har justerbar sitthöjd samt ett brett tillbehörsprogram som gör det enkelt att individanpassa stolen efter varje patients behov.

Extra
prisvärd!



Samtliga Hygienstolar kan beställas med 75, 100 eller 125mm hjul – anges vid beställning. (Om inget annat anges så avser höjdmått nedan produkter med 125mm hjul).

Tekniska specifikationer

CE CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC.

Art. Nr.	Produkt	Bredd, ytermått	Maxbrukarvikt	Sitthöjd	Bredd, mellan armstöd	Sittdjup
56-280	Basic	57 cm	150 kg	49-62 cm	47 cm	45 cm
56-280XW	Basic	62 cm	150 kg	49-62 cm	52 cm	45 cm

Amfibi XL

EL

Amfibi XL är framtagen för större och tyngre patienter och har därför extra plats och styrka samt elmanövrerad höjning och sänkning. Den maximala brukarvikten ligger på hela 250 kg.

Klarar
250 kg!

Gott om plats

Den maximala brukarvikten för Amfibi XL ligger på 250 kg och sittdjupet är större än standard. Hygienstolen är också breddad till 64 cm mellan armstöden för att ge extra mycket utrymme och god stabilitet.

Tåligt material

Tillverkad i korrosionsfritt material.

Låsbara armstöd

Amfibi XL har armstöd som är upp- och nedfällbara samt låsbara vilket gör det enklare för patienten att själv assistera vid överflyttning.

Integrerad mjuk sits

Amfibi XLs sits och rygg är anpassade för ett upprätt sittande som inte stänger bäckenet. Den ergonomiskt mjuka sitsen (PU) är standard och integrerad i stolen. Den minimerar trycket mot sittbensknölar, senor och blodkärl och är utformad för att passa både kvinnor och män.

Lätt att rengöra

Sitsen är lätt att ta av och rengöra och den rundade framkanten bidrar till en komfortabel benställning.

Svängbara och avtagbara

Fotstöden är avtagbara, svängbara och uppfällbara.

Gejder och uppsamlingskärl finns som tillbehör

Smidig reglering

Eljusteringen upp och ner sköts med en trådbunden kontroll och har hög säkerhetsklassning, IP-klassning (IP66).

Ställbart ryggband

Ställbart ryggband
Det mjuka och bekväma ryggbandet motverkar tryck på hudnära bendelar. Bandet justeras enkelt för optimalt stöd och sittdjup. Går att tvätta i maskin.

Riktningsspärrat hjul/

Låsbara hjul

För en mer säker körning av stolen så är ett av hjulen (höger bak) utrustad med riktningsspärr. Övriga hjul är låsbara.

Eldriven höjjustering

Amfibi XL har en unik pelarprofil för smidig och enkel höjjustering av sitthöjden. Stolen kan höjas upp till 81 centimeter från det lägsta läget och på så sätt skapa en minimal arbetsbelastning för personalen.

Samtliga Hygienstolar kan beställas med 75, 100 eller 125mm hjul – anges vid beställning. (Om inget annat anges så avser höjdmått nedan produkter med 125mm hjul).

Tekniska specifikationer

CE CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC.

Art. Nr.	Produkt	Bredd, yttermått	Maxbrukarvikt	Sitthöjd	Bredd, mellan armstöd	Sittdjup
56-204	Amfibi XL	79 cm	250 kg	55-81 cm	67 cm	49 cm

Tillbehör

Ställbart komfortryggband

56-258 (BASIC/DOUBLE/XL)
Tillverkat i ett hygieniskt material
- känns mjukt och komfortabelt.
Rengörs enkelt och blir
aldrig vått.

Sidostöd

56-216 För bekvämt
sittande. Ger mjukt stöd
åt mindre personer.

Barriär

56-212- (STD/XL)
För tryggare sittande.
Förhindrar att patienten
glider ur stolen.

Breddningssats

56-221 Breddar armstöden
med 5 cm/par dvs 2,5cm per
sida. För patienter som kräver
extra stort utrymme.



Armstödslåsning, 57-288-2

Låser armstödet i nedersta position
(Std på Amfibi, Tillbehör Basic)

Gejder

56-218 För montering av
uppsamlingskärl. Passar även
till standardbäcken (metall).

Uppsamlingskärl med lock

56-209 Stort handtag
för smidig hantering.

Riktningsspärrat hjul (DOUBLE)

56-359 125 mm
56-355 100 mm
57-043 75 mm



Hel mjüksits
56-236

Hjul med broms (DOUBLE)

56-251 125mm
56-222 100mm
56-387 75mm



Drivhjulssats

56-215 (22")
Passar endast till BASIC
Inkl. bromsar med quickrelease
funktion. För att patienten ska
kunna förflytta sig i hygiensto-
len på egen hand.



Stänkskydd

56-213 Skyddet
förhindrar urinläckage
framfyll.

Vadband

56-225
Ger extra stöd för underbenen.



Duschsits

56-205
(BASIC/DOUBLE)
Sits med mindre hål för ökad
komfort vid duschning.

Mjüksits med hygienurtag (BASIC/DOUBLE)

56-206 Ökar komforten
för patienten.



Plugg för mjüksits

56-232 Ger tillsammans med
56-206 en mjuk duschsits
- för en bekvämare duschning.

Vinkelställbart amputationsstöd

AMFIBI, **56-228-L** vänster,
56-228-R höger.
BASIC, **56-289-L** vänster,
56-289-R höger.
Kan justeras i längd och vinkel.

Vinkelställbart vadstöd

Amfibi
56-227-L vänster
56-227-R höger
BASIC
56-288-L vänster
56-288-R höger
Kan justeras i längd och vinkel.

56-257-L 56-257-R

**Fotstöd till vinkel-
ställbara benstöd**
(DOUBLE/XL)
Används i kombination
med amputations- eller
vadstöd



Midjebälte/
Lärbälte
56-217

Hygienstolar

- GATE kompromissar aldrig mellan användarens komfort och personalens arbetsergonomi. Båda är lika självklara.
- Smidig och enkel justering. Personalen behöver inte lägga tid och kraft på att leta efter en passande hygienstol för varje patient och situation.
- Finns i tre grundmodeller: Amfibi Double – Extra avancerad och flexibel, Amfibi XL – klarar upp till 250 kg samt Basic – en enklare och extra prisvärd modell.
- Till GATEs hygienstolar finns det ett stort utbud av tillbehör som gör det enkelt att individanpassa stolen för maximal nytta.





GATE

WE DO BETTER.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på: tel 0371-318 00
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | S-330 21 Reftele
info@gaterd.se | www.gaterd.se