

# Bure Low

EL | GAS

Bure finns nu också i en lägre modell för korta brukare. Modellen är densamma som Bure Std / S förutom att min/max höjd är betydligt lägre (70-95cm med 75mm hjul). Bure Low finns med två olika bottenstativ Std och S. Båda varianterna kan fås med elektrisk höjdjustering alternativt höjdjustering med gaskolv.

## Ergonomiska handtag

Ergonomiskt utformade handtag som kan justeras steglöst i alla riktningar för bästa individuella anpassning. Viktigt inte minst för strokepatienter som på det här sättet kan nå sin "normala" handställning.

## Lättåtkomlig handkontroll

Handkontrollen är placerad så att vårdarens alternativt brukarens båda händer enkelt kan nå den.

## Eldriven uppresning

Bure Standard EL och Bure S är en utmärkt assistent vid uppresning av patient eller brukare. Personalens belastning minskas och därmed också risken för förslitningsskador. En del patienter kan till och med själva resa sig upp med hjälp av gåbordet.

## Extra lämplig i hemmiljö

Bure S är extra lämplig i trånga miljöer så som hemma eller på vissa vårdboenden. Bure S kommer igenom de allra flesta dörröppningar som är 70 cm och bredare.

## Höjdjustering i handtagen

Se tillbehör.

## Hållbart

Gåbordet har konstruerats för att hålla länge. Exempelvis finns det ett extra förstärkningsband runt armstödsdynorna för att förhindra att dessa spricker vid påkörning från sidan.

## Stabilt

Gåbordet har anatomiska kuddar som avlastar axlar, armar och nacke. Istället flyttas fokus till större muskelgrupper som ben- och bröst-muskulatur. På så vis förbättras stabiliteten och bordet blir lättare att styra.

## Smidig steglös justering

Med eldriven höj och sänkning blir det smidigt att förinställa gåbordet till rätt höjd. När patienten står på plats kan höjden sedan finjusteras steglöst så att den blir bekväm, ger rätt stöd och är optimal för gång.

## Broms och riktningsspärning

Som tillbehör finns det en- eller tvåhandsbroms som placeras så att brukaren själv kan nå den från sin gåposition. Handbromsen verkar på bakhjulen och i bromskittet ingår också riktningsspärrade hjul som underlättar för brukaren att hålla rätt kurs vid gång.

## Öppen konstruktion

Den öppna konstruktionen ger samma stabilitet som ett vanligt gåbord men större manöverutrymme. Patienten behöver inte känna sig instängd och det blir lättare för dig som hjälper till vid uppresning eller påklädning.

## Tål vatten

Alla detaljer på Bure Standard EL och Bure S EL har elsäkerhetsklassning IP 65 och kan därmed användas även i våta utrymmen.



Samtliga Gåbord kan beställas med 75, 100 eller 125mm hjul – anges vid beställning. (Om inget annat anges så avser höjdmått nedan produkter med 125mm hjul). Nedan visas exempel på möjliga artikelkombinationer.

## Tekniska specifikationer

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC. | Testad och godkänd enligt EN-11199-3/ 2005

Art. Nr.	Produkt	Bredd	Max brukarvikt	Längd	Höjd	Armstöd (inermått)
56-321/75	Bure Low El, 75 mm hjul	78 cm	150 kg	80 cm	70-95 cm	25-50 cm
56-321-S/75	Bure Low S, El 75 mm hjul	66 cm	150 kg	79 cm	70-95 cm	30-45 cm
56-322/75	Bure Low Gas, 75 mm hjul	78 cm	150 kg	80 cm	70-95 cm	25-50 cm
56-322-S/75	Bure Low S Gas, 75 mm hjul	66 cm	150 kg	79 cm	70-95 cm	30-45 cm