



Bure Rise & Go

Bure Rise & Go är ett komplett gång- hjälpmedel med möjlighet till förflyttning av patienter samt enkel, stabil och säker uppresning. Lösningen bygger på en nyutvecklad sele som fästs vid Bure Gåbord vars eldrivna höjdjustering hjälper patienten upp från sittande till stående ställning. Det finns både gåträningsselar och uppresningselar till Bure Rise & Go.

Stabilit

Gåbordet har anatomiska dynor som avlastar axlar, armar och nacke. Istället flyttas fokus till större muskelgrupper som ben och bröstmuskulatur. På så vis förbättras stabiliteten och bordet blir lättare att styra.

Smidig steglös justering

Med eldriven höjning och sänkning blir det smidigt att förinställa gåbordet till rätt höjd. När patienten står på plats kan höjden sedan finjusteras steglöst så att den blir bekväm, ger rätt stöd och är optimal för gång.

Eldriven uppresning

Bure Rise & Go är ett unikt hjälpmedel vid uppresning av patient eller brukare. Personalens belastning minskar och därmed också risken för förslitningsskador.

Tål vatten

Alla eldetaljer på Bure Rise & Go har kapslingsklass IP 65 och kan därmed användas även i våta utrymmen.

Tramprör för stabilitet

Som en extra säkerhet har Bure Rise & Go ett tramprör som säkerställer att gåbordet står still vid uppresning.

Öppen och förstärkt konstruktion

Den öppna konstruktionen ger samma stabilitet men större manöverutrymme. Patienten behöver inte känna sig instängd och det blir lättare för dig som hjälper till vid uppresning eller påklädning. Bure Rise & Go är dessutom förstärkt och förlängd för extra stabilitet vid uppresning.

Lättåtkomlig handkontroll

Handkontrollen är placerad så att vårdarens alternativt brukarens båda händer enkelt kan nå den.

Ergonomiska handtag

Ergonomiskt utformade handtag som kan justeras steglöst i alla riktningar för bästa individuella anpassning. Viktigt inte minst för strokepatienter som på det här sättet kan nå sin "normala" handställning.

Utfällbara armstöd

De anatomiskt utformade armstöden på Bure Rise & Go är utfällbara för att brukaren på ett enkelt sätt ska nå handtagen vid uppresning.

Hållbart

Gåbordet har konstruerats för att hålla länge. Exempelvis finns det ett extra förstärkningsband rund armstödsdynorna för att förhindra att dess spricker vid påkörning från sidan.

Unik uppresningssele

Uppresningssele är utformad för att komma så långt ner på stussen som möjligt. Detta ger ett optimalt stöd vilket medför en naturlig uppresningsrörelse.

Låsbara hjul

Bure Rise & Go har fyra individuellt låsbara hjul som standard.

Underbensstöd vid uppresning

Bure Rise & Go är utrustad med underbensstöd som bidrar till bättre uppresning. Underbensstöden är reglerbara i höjddel och skjuts enkelt undan för större benutrymme.

Handbroms och riktningsspärrade hjul

Som tillbehör finns det en- eller tvåhandsbroms som placeras så att brukaren själv kan nå den från sin gåposition. Handbromsen verkar på bakhjulen och riktningsspärrade hjul underlättar för brukaren att hålla rätt kurs vid gång.

Tekniska Specifikationer

Art. Nr.	Produkt	Bredd, yttermått	Max brukarvikt	Längd	Höjd	Armstöd/Innermått
56-316	Bure Rise & Go Gåbord	77cm	150kg	92cm	97-137cm	34-67cm
56-316/75	Bure Rise & Go Gåbord, 75mm	77cm	150kg	92cm	92-132cm	34-67cm
56-333-STD	Ståplatta kort		150kg			
56-383-ST	Ståplatta lång		150kg			
56-384-MULTI-S/M/L/XL	Uppresningssele Multi	-	150kg	-	-	-
56-388-KIT	Gåträningskit till Uppresningssele Multi	-	150kg	-	-	-

* S=95-105cm, M=105-120cm, L=110-140cm, XL=130-160cm

Samtliga Gåbord kan beställas med 75, 100 eller 125mm hjul – anges vid beställning. (Om inget annat anges så avser höjdmått nedan produkter med 125mm hjul). Nedan visas exempel på möjliga artikelkombinationer.