



Repose[®]

Hälavlastning



Repose hälavlastning är utformad för att förebygga och behandla trycksår på hälar. Den är utformad för att delvis omsluta patientens fot och vad, vilket ger en behaglig ventilation samtidigt som det är lätt att inspektera hud och blodflöde. Vaden stöds på

ett skonsamt sätt av två tjocka luftceller och öppningen under hälsektionen lämnar hälen och hälsenan fri från tryck. Repose hälavlastning är enkel att fästa runt benet med den patenterade Magnetixtekniken. Magnetspannet har flera inställningsmöjligheter.

Repose[®] Hälavlastning



Repose Hälavlastning	
Material:	
Luftmembran	Termoplastisk polyuretan: TPU Platilon [®] U01 (Tänjbar till 6 gånger sin ursprungliga storlek)
Beklädnad på insidan	Termoplastisk polyuretan TPU Platilon [®] U072
Pump	ABS
Materialtjocklek	50 µm
Max. inre tryck	12 mm Hg
Viktbegränsning	139 kg
Vikt	0,2 kg
Storlek (L x B x H)	38 x 18 x 28 cm
Pumpvikt	0,5 kg
Pumpstorlek (D x H)	11 x 37 cm