


Penn-Nyla™-överdraget är elastiskt i alla led och ger mindre rynkning och nedhäng. Polyuretanskiktet ger bättre hållbarhet och är lätt att rengöra.

Tekniska specifikationer

Art. Nr.	Storlek	Vikt	Brukarvikt
56-870	200x81x18 cm	17,2 kg	0-230 kg
56-871	200x89x18 cm	17,2 kg	0-230 kg



## Intelligent tryckavlastning - utan pump och el!

# Symmetric Air™

## Tryckavlastande madrass

• **Överlägsen tryckavlastning**

Symmetric Air erbjuder en överlägsen form av lågtryckssterapi och ger en optimal kombination av stöd och tryckavlastning.

• **Utan pump och el**

Självjusterande lågtrycksmadrass med en inbyggd luftreservoar. Kräver därför varken pump eller elektricitet. Symmetric Air är helt ljudlös och lätt att hantera.

• **Anpassar sig efter patienten**

Symmetric Air har nio luftceller i fyra av varandra oberoende automatiskt justerande anatomiska zoner (huvud, bål, ben och hääl) som reagerar på patientens egen vikt och rörelse.

• **Sårgrad 3**

Madrasen är väl kliniskt dokumenterad och klarar att förebygga och behandla trycksår t o m grad 3.

• **Stabil och trygg**

Symmetric Airs konstruktion fungerar utmärkt i mobiliseringslägen och ger en fast och stabil känsla när patienten sitter på sängkanten.

• **Kostnadseffektiv**

Sammantaget är madrassen mycket kostnadseffektiv: Helt service- och underhållsfri, automatiskt justerande, ingen risk för driftstopp, passar alla patienter.



GATE COLLECTION

Vill du veta mer? Besök [www.gaterd.se](http://www.gaterd.se) eller slå en signal till 0371-31800